

# HOME WHITENING KIT



## AT HOME TREATMENT

Brilliant Smile Sweden erbjuder en komplett lösning för hemmablekning med specialanpassad bettskena. Skenorna anpassas med hjälp av avtryck, vilket utförs av kliniken eller tandtekniker. Det finns tre olika sorters gel att välja mellan, för att kunna skräddarsy behandlingen utifrån den individuella patientens behov och preferenser. Hembleckningskiten säljs endast via tandvården.



## THE GEL

Alla gel från Brilliant Smile har neutralt pH vilket innebär att de varken skadar emaljen eller orsakar överkänslighet. Varje spruta innehåller 2g gel som räcker minst 2 appliceringar för både övre och nedre käken. Gelerna är tillgängliga som en del av komplett hembleckningskit men finns även i 10-pack för refillköp.



## MaxiWhite<sup>evo</sup>

Aktiv: Omedelbart – upp till 9 tim

- Unik mix av väteperoxid (3%) och karbamidperoxid (9%)
- MaxiWhite<sup>evo</sup> är det mest flexibla alternativet, då den kan användas för både dag- och nattblekning.
- Det mildaste alternativet och därmed bäst lämpad för känsliga patienter

Denna unika formel är en blandning av väteperoxid och karbamidperoxid, med en kombinerad frigörelse av fria radikaler motsvarande 6% väteperoxid. Väteperoxiden aktiveras omedelbart och har maximal effekt de första 2 timmarna. Eftersom karbamidperoxid bryts ner till väteperoxid över tid, når det sin maximala effekt efter 2-9 timmar. I praktiken är MaxiWhite<sup>evo</sup> fullt aktiv från början av varje behandlingstillfälle upp till 9 timmar, till skillnad från preparat med endast en oxiderande substans. MaxiWhite<sup>evo</sup> är pH-neutral och innehåller tillsatser som minimerar känslighet.

Beroende på intensitet och typ av missfärgningar är rekommenderad behandling mellan 1-9 timmar per dag/natt. Effekten av 1-2 timmars användning per dag är oftast tillräcklig för att uppnå tillfredsställande resultat, men för svårt missfärgade tänder kommer full tid ge optimala resultat.

## FlashWhite<sup>evo</sup>

Aktiv: Omedelbart – till och med 2 tim

- Väteperoxidgel (6%) för behandling med kortare intervaller
- Passar patienter som inte vill bleka på natten

FlashWhite<sup>evo</sup> innehåller 6% väteperoxid och är lämplig för dagblekning med behandlingstiden 1-2 timmar per dag. Eftersom väteperoxid är enda blekande ingrediensen finns det inget behov av att förlänga tiden ytterligare då den maximala effekten minskar snabbt efter 2 timmar.

## DeepWhite<sup>evo</sup>

Aktiv: Efter ca 1 tim – upp till 9 tim

- Karbamidperoxidgel (18%) för behandling med långa intervaller
- Lämplig för äldre patienter med djupa och mörka missfärgningar

DeepWhite<sup>evo</sup> innehåller 18% karbamidperoxid som enda blekande ingrediens. Karbamidperoxid bryts ner till 1/3 väteperoxid över tid, vilket gör att gelen motsvarar 6% väteperoxid i styrka. DeepWhite<sup>evo</sup> är lämplig för nattblekning med behandlingstid på 2-9 timmar per dag/natt.

## THE KIT

Brilliant Smiles hemblekning innefattar mild gel som appliceras i specialanpassad bettskena. Det kompletta kitet innehåller skenmaterial som används till avtryck och anpassning av tandteknikern. Dessutom finns en ask som man förvarar de färdiga skenorna i.

Brilliant Smiles kompletta kit för hemblekning innehåller allt som behövs för en behandling som pågår i 7 dagar, samt kompletterande produkter för både före- och efterbehandling:

- ✓ WHITENINGboost TOOTHPASTE  
Tar snabbt bort plack och ytliga missfärgningar.  
Används före eller under behandling.
  
- ✓ DENTAL CLEANSER (7 st)  
Putsduk för engångsbruk.  
Dessa används för att rengöra tänderna precis innan man placerar skenan i munnen.
  
- ✓ HOME WHITENING GEL (3 x 2 g)  
En liten mängd gel appliceras i skenan eller direkt på tänderna,  
innan skenan placeras i munnen.
  
- ✓ WHITENINGevo TANDKRÄM  
Förhindrar bildandet av nya fläckar, upplöser plack och stärker dina tänder.  
Används två gånger dagligen för att behålla tänderna friska och vita.



## ABOUT BRILLIANT SMILE SWEDEN

Brilliant Smile är ett svenskt varumärke och företaget grundades i Göteborg, Sverige, år 2003. Vi är idag en av den svenska marknads största aktörer inom tandblekning. Företaget har byggt upp ett gott rykte genom att erbjuda kvalitetsprodukter som avlägsnar missfärgningar och ger vita tänder, utan att skada tändernas emalj.

Vår vision är att alltid erbjuda de bästa produkterna inom whitening och ligga i framkant i utvecklingen. Med bäst menar vi produkter som ger snabbt och effektivt resultat - utan att kompromissa med säkerheten. Med dessa ledord strävar vi mot att vara det självklara valet bland partners, återförsäljare och slutkonsumenter världen över.



## CONTACT INFORMATION

**Address:** Brilliant Smile Sweden AB  
Backa Bergögata 16 M  
422 46 Hisings Backa

**Contact:** Josefina Häller  
Marketing Manager  
josefina@brilliantmile.se

**Phone:** 0771 – 41 41 41

**Email:** info@brilliantmile.se

**Website:** www.brilliantmile.se



@ Brilliant Smile Sweden