

# PHILIPS

## sonicare



Laddningsbar  
tandborste

3100

Tar försiktigt bort 5 gånger mer  
plack

Trycksensor

Tre intensitetsnivåer

EasyStart



HX4031/21

## Väsentlig vård för friska tänder och tandkött

Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack\*

Byt smidigt till elektrisk borstning med Philips Sonicare 3000 Series. Få upp till fem gånger mer plackborttagning jämfört med en manuell tandborste

### Enkel borstning

- Byt enkelt till elektrisk borstning
- Vägleda borstningssessioner
- Välj din perfekta rengöringsupplevelse

### Utformad för din livsstil


- 14 dagars batteritid

### Känn omsorgen från Sonicare

- Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack\*
- Sonicares vätskeverkan
- Skydda tandköttet med vår trycksensor

# Funktioner

## Säg farväl till plack




Den här elektriska tandborsten levereras med vårt W-borsthuvud. Den använder tätt sittande borststrån för att ta bort upp till fem gånger mer plack\* samtidigt som den ger hela munnen en uppfriskande rengöring.

## Sonicarens vätskeverkan



Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om tänder och tandkött med 31 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten.

## Skydda tandkötet med vår trycksensor



Det är lätt att borsta för hårt, och därför har den här Philips Sonicare-tandborsten en trycksensor med haptisk feedback som känner av för hårt


tryck. Om du borstar för hårt avger den lätta vibrationer som påminner dig om att minska trycket för att skydda tandkötet.

## Intensitetsinställningar



Få en behaglig rengöring med tre intensitetsinställningar. Välj mellan hög, medel och låg. Oavsett om du vill ha lite mer effekt eller fokusera på en specifik del så går det att ställa in.

## EasyStart



Sonicarens EasyStart-program har utformats för personer som precis har börjat borsta med en elektrisk tandborste. Programmet ger dig möjlighet att gradvis och försiktigt öka borsteffekten under de första 14 borstningarna.

## SmartTimer och QuadPacer



Få ut det mesta av din borsttid med Sonicarens rengöringstimer. Var 30 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmartTimer att borstningen är klar.

## Batteriets livslängd



Få upp till 14 dagars regelbunden borstning efter en full laddning. Gör din borstningsrutin ännu smidigare.

# 3100

Laddningsbar tandborste

HX4031/21

## Specifikationer

### Intensitetsnivåer

**Hög:** För att förbättra din rengöring

**Låg:** För känsliga tänder/känsligt tandkött

### Intensitetsnivåer

**Medium:** För daglig rengöring

### Effekt

**Spänning:** DC 5 V

### Tekniska specifikationer

**batteri:** Laddningsbar

**Drifttid (full till tom):** Upp till 14 dagar

**Batterityp:** Litiumjon

**Energiförbrukning:** Standby utan display < 0,5 W  
(nås automatisk inom en minut)

### Design och finish

**Färg:** Vit

### Service

**Garanti:** 2 års begränsad garanti

### Lättanvänd

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Lampan visar batteristatusen

**Skaftkompatibilitet:** Borsthuvud som enkelt  
knäpps på

**Timer:** SmarTimer och QuadPacer

### Medföljande tillbehör

**Handtag:** 1 3100 laddningsbar tandborste

**Borsthuvud:** 1 Optimal White W

**Laddare:** 1 USB-laddare

### Rengöringsprestanda

**Plackborttagning:** Tar bort upp till fem gånger  
mer plack\*

### Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

