



Se klart



EXACLEAR från GC

Vinylpolysiloxanmaterial.

Med transparenta
förutsättningar.

GC

EXACLEAR från GC

Transparens i arbetet

EXACLEAR är ett genomskinligt innovativt silikonmaterial som gör det möjligt att uppnå fantastiska resultat även i fall som ur ett estetiskt perspektiv är särskilt krävande. Materialets absoluta transparens gör det särskilt effektivt i komplexa kliniska situationer.



Applicering av komposit med visuell kontroll.

*Varumärken som inte tillhör GC



Kristallklart

Högtransparenta egenskaper möjliggör visuell kontroll och effektiv ljushärdning genom silikonmaterialet.

Det ger en högre omvandlingshastighet och innebär att uppkomsten av syre-inhiberat skikt kan undvikas vilket **underlättar vid slutpolering**.



Transparensen hos EXACLEAR (längst till höger) i jämförelse med konkurrerande varumärken.

Optimal konsistens för ett lyckat arbete

Flöde utan tryck



Optimal konsistens för **enkel placering** i skeden.

Flöde under tryck



Materialets flytbarhet vid placering ger exakt **reproduktion av detaljer**.

Enkelt att borra i



Styvt och starkt efter stelning. Enkelt att göra hål för applicering.

Håller ihop



Tillräckligt **flexibelt** för att undvika skador och deformation vid **avlägsnandet**.

Tiden är också viktig

Efter endast **två minuter** intraoralt har avtrycket stelnat och kan avlägsnas.

Vid arbete på modell stelnar materialet inom **sju minuter**.



2 min. intraoralt



7 min. extraoralt

Upptäck direktapplicering

Fasader framställda med chairsideteknik

När EXACLEAR används tillsammans med flytbara kompositser, som till exempel G-ænial Universal Injectable, skapas restorationer som håller samma estetiska nivå som indirekta fasader men på kortare tid, till lägre pris och med färre invasiva åtgärder.

Transparensen hos EXACLEAR gör det möjligt att kontrollera **varje liten detalj** och förhindra uppkomsten av syreinhiberat skikt vilket underlättar vid slutpolering. **G-ænial Universal Injectable** är särskilt lämpligt för den här tekniken tack vare materialets tixotropa egenskaper, styrka och glans.



1. Ursprunglig situation.



2. Fyll avtrycksskeden med EXACLEAR och gör ett avtryck av uppvauxningen på modellen.



3. Avlägsna den transparenta silikonmallen från skeden efter stelning.



4. Borra ett hål i silikonmallen för att bereda plats för appliceringsspetsen.



5. Isolera angränsande tänder, etsa emaljen och applicera adhesiv.



6. Placera silikonmallen i patientens mun och applicera G-ænial Universal Injectable genom hålet i mallen.



7. Ljushärda genom silikonmallen och avlägsna mallen därefter.



8. Avlägsna kompositöverskott med skalpell.



9. Slutresultat efter polering i få steg.

Bilder av Dr. A. Salehi, France

Chairsidebehandling av nötningskador med direkta kompositser

Direktappliceringstekniken används även med fördel för behandling av nötningskador eller för att återskapa komplex morfologi. Transparensen hos EXACLEAR gör det lättare att se och kontrollera appliceringen när flera tänder behandlas samtidigt. Materialets höga böjhållfasthet och slitstyrka gör **G-ænial Universal Injectable** idealiskt för sådana posteriora fall.



1. Ursprunglig situation.



2. Fyll avtrycksskeden med EXACLEAR och gör ett avtryck av uppvauxningen på modellen.



3. Situation efter behandling med direktappliceringsteknik.

Bilder av Dr. A. Mak, Australien

EXACLEAR från GC

Se klart



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, 2 st. 48 ml-patron, 6 blandningsspetsar II size S
800100	60 blandningsspetsar II storlek S

Produkter för komplexa kliniska situationer

Direktappliceringsteknik

Enkelt att kontrollera appliceringen med EXACLEAR.



Med G-aenial Universal Injectable
Komposit för direktapplicering: höghållfast och med perfekta tixotropa egenskaper.

Skiktteknik

Enkel ljushärdning palatinalt med EXACLEAR.



Med Essentia
Komposit för höga krav på estetik och med enkelt färgsystem.

Placering av ortodontiska fiberretainers

Effektiv ljushärdning av adhesiv och fibrer med EXACLEAR.



Med everStickORTHO
Glasfiberförstärkning med ortodontiska retainers.

Temporära kronor och broar

Perfekt ljushärdning av kron- och bromaterial med EXACLEAR.



Med TEMPSMART DC
Dualhärdande temporärt kron- och bromaterial.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Nordic AB
Strandvägen 54
193 30 Sigtuna
Tel.: 0768 544 350
info.nordic@gc.dental
<http://nordic.gceurope.com>

