



Budget Line

PROPHY BRUSHES NYLON

- en **Disposable prophylactic brushes**
 nl **Disposable polijstborstels**
 fr **Brosses de polissage à l'usage unique**
 de **Einweg-Polierbürsten**
 pl **Jednorazowa szczoteczka profilaktyczna**
 da **Profybørster til engangsbrug**
 sv **Profylaxborste för engångsbruk**
 no **Profylaksebørste til engangsbruk**
 fi **Kertakäyttöinen profylaksiaharja**
 es **Cepillo profiláctico desechable**
 pt **Escova profilática descartável**
 it **Spazzolino monouso per profilassi**
 hr **Jednokratna četkica za profilaksu**
 sl **Polirni čopič za enkratno uporabo**
 sk **Jednorazová profylaktická kefka**
 cs **Jednorázový profylaktický kartáček**

Product #	Description
74 37 04	Budget Line Prophy Brushes Nylon, Screw-Type, pencil
74 37 06	Budget Line Prophy Brushes Nylon, Screw-Type, point
74 37 12	Budget Line Prophy Brushes Nylon, CA, cup
74 37 14	Budget Line Prophy Brushes Nylon, CA, pencil
74 37 16	Budget Line Prophy Brushes Nylon, CA, point



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



TANGSHAN ZHENG TONG EXHIBITION CO., LTD.
NO.24 Chaoyang Road, Lubei District,
Tangshan City, Hebei Province, China



EU REP SUNGO Cert GmbH.
Harffstraße 47,
40591 Düsseldorf, Germany



en

Material:

Nylon body and metal handle.

Scope:

Used together with Polishing paste, for polishing the teeth.

Precautions:

1. When installing on the handpieces, be sure to insert completely into the handpieces. Avoid flying to cause damage to the patient when starting to work.
2. Please do not use the bending handle avoid damage to the core of the handpieces.
3. Take appropriate amount of polishing paste, avoid insufficient or excessive.

Instructions for use:

Used for descaling and polishing the tooth surface.

Storage:

Store in the cool and dry place.

Shelf life:

5 years

nl

Materiaal:

Nylon borstel en metalen handvat.

Toepassingsgebied:

Wordt samen met polijstpasta gebruikt om de tanden te polijsten.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Bij het installeren op de handstukken, moet u ervoor zorgen dat u deze volledig in de handstukken steekt. Voorkom dat de patiënt bij het begin van de werkzaamheden schade oploopt.
2. Buig het handvat niet om schade aan de kern van de handstukken te voorkomen.
3. Neem de juiste hoeveelheid polijstpasta, vermijd te veel of te weinig.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruikt voor het ontkalken en polijsten van het tandoppervlak.

Bewaren:

Koel en droog bewaren.

Houdbaarheid:

5 jaar

fr

Matériau :

Brosse en nylon et manche en métal.

Utilisation :

Utilisée avec la pâte à polir pour polir les dents.

Précautions :

1. Lors de l'installation sur les pièces à main, veillez à les insérer complètement dans les pièces à main. Évitez de voler et d'endommager le patient au début du travail.
2. N'utilisez pas la poignée courbée pour éviter d'endommager le cœur des pièces à main.
3. Prenez la quantité appropriée de pâte à polir, évitez l'insuffisance ou l'excès.

Mode d'emploi :

Utilisé pour le détartrage et le polissage de la surface des dents.

Conservation :

Conserver au frais et au sec.

Durée de conservation :

5 ans

de

Material:

Nylonkörper und Metallschaft.

Anwendungsbereich:

Politur der Zähne in Kombination mit Polierpaste.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Um Verletzungen zu vermeiden darf die Polierbürste nur bei völligem Stillstand eingesetzt oder gewechselt werden. Schieben Sie die Polierbürste bis zum Anschlag hinein um eine sichere Arretierung zu erreichen.
2. Der Schaft darf nicht verbogen sein um Schäden am Handstück zu vermeiden.
3. Verwenden Sie die richtige Menge Polierpaste. Vermeiden Sie eine Über- oder Unterdosierung.

Gebrauchsanweisung:

Zum Entkalken und Polieren der Zahnoberfläche.

Aufbewahrung:

An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Haltbarkeitsdauer:

5 Jahre

pl

Material:

Nylonowy korpus i metalowy uchwyt.

Zakres:

Do stosowania razem z pastą do polerowania zębów.

Środki ostrożności:

1. Podczas montażu na rękojeściach należy upewnić się, że są one całkowicie włożone do rękojeści. Unikaj latania, aby spowodować uszkodzenie pacjenta podczas rozpoczynania pracy.
2. Nie używaj zginanego uchwytu, aby uniknąć uszkodzenia rdzenia końcówek.
3. Nałóż odpowiednią ilość pasty polerskiej, unikając niedostatecznej lub nadmiernej ilości.

Instrukcja użytkowania:

Do usuwania kamienia i polerowania powierzchni zębów.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Okres trwałości:

5 lat

da

Materiale:

Nylon krop og metalhåndtag.

Anvendelsesområde:

Bruges sammen med poleringspasta til polering af tænderne.

Forholdsregler:

1. Når du monterer håndstykkerne, skal du sørge for at sætte dem helt ind i håndstykkerne. Undgå at flyve og forårsage skade på patienten, når du begynder at arbejde.
2. Brug ikke bøjningshåndtaget for at undgå skader på håndstykkernes kerne.
3. Tag en passende mængde poleringspasta, undgå utilstrækkelig eller overdreven.

Brugsanvisning:

til afkalkning og polering af tandens overflade.

Opbevaring:

Opbevares på et køligt og tørt sted.

Holdbarhed:

5 år

SV

Material:

Nylonkropp och metallhandtag.

Användningsområde:

Används tillsammans med polerpasta för polering av tänderna.

Försiktighetsåtgärder:

1. Vid montering på handstyckena, se till att de sätts in helt i handstyckena. Undvik att flyga och orsaka skador på patienten när du börjar arbeta.
2. Använd inte böjhandtaget för att undvika skador på handstyckenas kärna.
3. Ta lämplig mängd poleringspasta, undvik otillräcklig eller överdriven mängd.

Instruktioner för användning:

Används för tandstensborttagning och polering av tandytan.

Förvaring:

Förvaras svalt och torrt.

Hållbarhetstid:

5 år

no

Materiale:

Nylonhus og metallhåndtak.

Bruksområde:

Brukes sammen med poleringspasta til polering av tennene.

Forholdsregler:

1. Når du installerer på håndstykkene, må du sørge for å sette dem helt inn i håndstykkene. Unngå å fly for å forårsake skade på pasienten når du begynner å jobbe.
2. Ikke bruk bøye håndtaket for å unngå skade på håndstykkets kjerne.
3. Ta passende mengde poleringspasta, unngå utilstrekkelig eller overdreven.

Bruksanvisning:

Brukes til å avkalke og polere tannoverflaten.

Oppbevaring:

Oppbevar på et kjølig og tørt sted.

Holdbarhet:

5 år

fi

Materiaali:

Nylonrunko ja metallikahva.

Käyttötarkoitus:

Käytetään yhdessä kiillotustahnan kanssa hampaiden kiillotukseen.

Varotoimenpiteet:

1. Kun asennat käsikappaleisiin, varmista, että asetat ne kokonaan käsikappaleisiin. Vältä lentämistä, jotta potilas ei vahingoitu, kun aloitat työskentelyn.
2. Älä käytä taivutuskahvaa, jotta vältetään käsikappaleiden ytimen vaurioituminen.
3. Ota sopiva määrä kiillotustahnaa, vältä riittämättömiä tai liiallisia.

Käyttöohjeet:

Käytetään hampaan pinnan kalkinpoistoon ja kiillotukseen.

Säilytys:

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Säilyvyys:

5 vuotta

es

Material:

Cuerpo de nylon y empuñadura metálica.

Ámbito de aplicación:

Se utiliza junto con la pasta de pulir, para pulir los dientes.

Precauciones:

1. Al instalar en las piezas de mano, asegúrese de insertar completamente en las piezas de mano. Evite volar para causar daño al paciente al comenzar a trabajar.
2. Por favor, no utilice el mango de flexión evitar daños en el núcleo de las piezas de mano.
3. Tome la cantidad adecuada de pasta de pulir, evitar insuficiente o excesiva.

Instrucciones de uso:

Se utiliza para eliminar el sarro y pulir la superficie dental.

Conservación:

Conservar en lugar fresco y seco.

Caducidad:

5 años

pt

Material:

Estrutura de nylon e pega de metal.

Finalidade:

Utilizado juntamente com a pasta de polimento, para polir os dentes.

Precauções:

1. Quando instalar as peças de mão, certifique-se de que as insere completamente nas peças de mão. Evitar voar para não causar danos ao paciente quando começar a trabalhar.
2. Não utilizar a pega de dobragem para evitar danificar o núcleo das peças de mão.
3. Utilizar a quantidade adequada de pasta de polimento, evitando que seja insuficiente ou excessiva.

Instruções de utilização:

Utilizado para desincrustar e polir a superfície dentária.

Armazenamento:

Armazene em local fresco e seco.

Prazo de validade:

5 anos

it

Materiale:

Corpo in nylon e manico in metallo.

Ambito di applicazione:

Lucidatura dei denti utilizzato insieme alla pasta lucidante.

Precauzioni:

1. Quando si installano sui manipoli, assicurarsi di inserirli completamente. Evitare di volare per non causare danni al paziente quando si inizia a lavorare.
2. Non utilizzare la maniglia di piegatura per evitare di danneggiare il nucleo dei manipoli.
3. Prelevare una quantità adeguata di pasta lucidante, evitando che sia insufficiente o eccessiva.

Istruzioni per l'uso:

Prodotto utilizzato per la decalcificazione e la lucidatura della superficie dentale.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto

Durata di conservazione:

5 anni

hr

Materijal:

Najlonsko tijelo i metalna drška.

Područje primjene:

Koristi se zajedno s pastom za poliranje, za poliranje zubi.

Mjere opreza:

1. Prilikom postavljanja na nasadnike, obavezno ih potpuno umetnite u nasadnike. Izbjegavajte letenje i ozljede pacijenta prilikom početka rada.
2. Nemojte koristiti savijenu dršku kako biste izbjegli oštećenje jezgre nasadnika.
3. Uzmite odgovarajuću količinu paste za poliranje, izbjegavajte premalo ili prekomjerno.

Upute za uporabu:

Koristi se za uklanjanje kamenca i poliranje površine zuba.

Skladištenje:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu.

Rok trajanja:

5 godina

sl

Material:

Najlonsko ohišje in kovinski ročaj.

Področje uporabe:

Uporablja se skupaj s polirno pasto za poliranje zob.

Previdnostni ukrepi:

1. Pri nameščanju na ročnike se prepričajte, da so popolnoma vstavljeni v ročnike. Pazite, da ne odletijo in ne poškodujejo pacienta, ko začnete delati.
2. Ne uporabljajte upognjenega ročaja, da ne poškodujete jedra ročnikov.
3. Vzemite ustrezno količino polirne paste, izogibajte se premajhni ali prekomerni količini.

Navodila za uporabo:

Uporablja se za odstranjevanje zobnega kamna in poliranje zobne površine.

Shranjevanje:

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

Rok uporabnosti:

5 let

sk

Materiál:

Nylonové telo a kovová rukoväť.

Rozsah použitia:

Používa sa spolu s leštiacou pastou na leštenie zubov.

Upozornenia:

1. Pri inštalácii na násadce sa uistite, že sú úplne zasunuté do násadcov. Zabráňte vyleteniu, ktoré by mohlo spôsobiť zranenie pacienta pri začatí práce.
2. Nepoužívajte ohnutú rukoväť, aby ste nepoškodili jadro násadcov.
3. Použite primerané množstvo leštiacej pasty, vyhnite sa jeho nedostatočnému alebo nadmernému množstvu.

Návod na použitie:

Používa sa na odstraňovanie vodného kameňa a leštenie povrchu zubov.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste.

Trvanlivosť:

5 rokov

CS

Materiál:

Nylonové tělo a kovová rukojeť.

Rozsah použití:

Používá se společně s leštící pastou k leštění zubů.

Upozornění:

1. Při instalaci na násadce se ujistěte, že je zcela zasunut do násadců. Zabraňte vylétnutí a zranění pacienta při zahájení práce.
2. Nepoužívejte ohnutou rukojeť, abyste nepoškodili jádro násadce.
3. Použijte přiměřené množství leštící pasty, vyvarujte se jeho nedostatečného nebo nadměrného množství.

Návod k použití:

Výrobek se používá k odstraňování zubního kamene a leštění povrchu zubů.

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.

Doba použitelnosti:

5 let