



Filtek™
Bulk Fill Flowable
Komposit

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable med förbättrade appliceringsegenskaper

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable flytande komposit har nu kommit i en ny ergonomisk spruta. Designad för enklare applicering och komfort. Detta ger dig mer kontroll och enklare applicering i djupa kaviteter.

Reducerar luftblåsor

Minskar porositeter och förhindrar att materialet rinner efter vid applicering, vilket ger dig bättre kontroll.

Lätt att se mängden material

Den gröna delen av kolven visar återstående mängd material. När sprutan är tom visas endast den vita påtryckaren.

Lätt att hålla i och enkel applicering

Den trekantiga påtryckaren och fingergreppet gör det enkelt att placera sprutan rätt i handen

Böjbar kanylspets

Spetsen kan böjas utan att gå av, vilket förenklar appliceringen



Fördelar

- Minimerar porositeter i materialet
- Enkelt att böja kanylen, ger en bättre insyn
- Ergonomisk design – lätt att hålla i och enkel applicering
- Snabb och enkel applicering upp till 4mm skikt
- God adaption, bra slitstyrka och reducerad stressuppbyggnad

Kompositen kan värmas

Kan värmas upp till 70 °C grader i en timme, upp till 25 gånger.



Posterior fyllning



Tanden prepareras och adhesiv appliceras med t.ex 3M™ Scotchbond™ Universal adhesiv.



Applicera 3M™ Filtek™ Bulk Fill flow material i skikt upp till 4mm och ljushärda med t.ex 3M™ Elipar™ Deep Cure-S ljushärdningslampa



Avsluta med att lägga ett lager konventionell komposit, minst 2mm skikt, med t.ex 3M™ Filtek™ Universal komposit.

Kliniskt foto med tillåtelse av tandläkare Dr.Reioh, Seefeld, Tyskland

Indikationer

(Kan appliceras i lager upp till 4mm)



Bas
(Klass I- och II)



Liner
(Klass I och II)



Minimal invasiv tand-
behandling
(MID)



Klass III



Klass V



Reparation av
indirekta
restaureringar
(små defekter)



Lagning



Uppbyggnad av
undersnitt



Fissur-
försegling



Uppbyggnad

Se alla indikationer i
bruksanvisningen.

Beställningsinformation



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmaterial Refiller

Varje refill innehåller 2x2g sprutor och 20 appliceringsspetsar

FÄRG	ARTIKELNUMMER.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTINFORMATION
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmaterial Appliceringsspetsar 20 st, gröna

3M

3M Svenska AB
3M Oral Care
Herrjärva torg 4
17067 Solna
Tel.nr: +468922100 |

www.3M.se/dental

3M, "3M Science. Applied to Life" och Filtek är varumärken från 3M, 3M Deutschland GmbH. Används under licens i Canada. © 3M 2020. Alla rättigheter. 15267579_1SE20200819.