

BRILLIANT Lumina

Bruksanvisning

SV

Läs noga igenom bruksanvisningen före användning av produkten. Sparas för senare bruk.

1. PRODUKTBESKRIVNING

BRILLIANT Lumina är en tandblekningsprodukt för professionellt bruk baserad på två komponenter (gel och aktivator). Produkten är utformad för en enstaka behandling.

2. FUNKTION

BRILLIANT Lumina är avsedd för extern blekning av tandsubstans för att uppnå en kosmetisk förbättring av patientens leende.

MÄRK

Blekningens resultat är beroende av patientens kliniska situation. Restaureringar kan behöva bytas ut efter behandlingen.

3. BESTÅNDSDELAR (INCI)

Gel: Vatten, Phthalimidoperoxycaproic-syra (PAP-syra), xanthangummi, mononatriumcitrat, PVM/MA sampolymer, natriumhydroxid, C12-15 Pareth-3

Aktivator: Vatten, natriumhydroxid

4. KONTRAINDIKATIONER

Får inte användas i fall av känd allergi mot någon av beståndsdelarna.

Produkten är inte avsedd för användning på patienter utanför avsedd patientgrupp.

5. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Skyddsglasögon och handskar ska användas vid förberedelse av gelen.

FARA

Gel: undvik att få medlet i ögonen. Om produkten har kommit i kontakt med ögonen, skölj ögonen noga med rikligt med vatten.

Aktivator: får ej komma i direkt kontakt med människor (hud, ögon, slemhinnor). Orsakar allvarliga frätskador på hud och allvarlig ögonskada. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. **VID FÖRTÄRING:** skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. **VID HUDKONTAKT** (även håret): ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj eller duscha av huden med vatten. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** skölj noga med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Sug upp eventuellt spill för att undvika materiella skador.

6. BIVERKNINGAR/INTERAKTIONER

Irritation av gingiva och/eller munslemhinna kan uppstå om en flytande kofferdam inte är korrekt placerad eller om blandad gel kommer i kontakt med mjukvävnad. Avlägsna omedelbart gelen från vävnaden med en våt kompress och skölj grundligt.

7. ANVÄNDAR-/PATIENTGRUPP

Applisering ska enbart ske av utbildad tandvårdspersonal. Lämplig för alla patientgrupper inklusive äldre, med undantag för barn och gravida, ammande kvinnor, patienter med sjukdomar i munhålan (t.ex. parodontal sjukdom) och/eller allvarligt sjuka patienter.

8. FÖRBEREDELSE

Före blekningsbehandlingen ska en professionell rengöring utföras (totalt avlägsnande av biofilm).

Sätt in kindretractor. Placera en bomullsrulle mellan läppar och tänder. Torka tandytorna och tandkötet med en trevägsspruta.

① Slutför isoleringen med flytande kofferdam enligt tillverkarens anvisningar.

9. KORREKT ANVÄNDNING

En behandling innehåller 4 applikationscykler på vardera 15 minuter:

② Tillsätt 3 droppar aktivator till en bägare gel.

③ Blanda med spatel i 60 sekunder till en homogen massa.

④ Applicera gelen på tänderna med en spatel.

⑤ Låt gelen verka i 15 minuter.

⑥ Sug bort gelen från tänderna. Torka bort eventuell kvarvarande gel med en bomullsrulle. Använd inte vatten.

Upprepa steg ② till ⑥ tre gånger.

⑦ När behandlingen avslutats: skölj munnen med vatten i 60 sekunder.

⑧ Avlägsna den flytande kofferdamen fullständigt enligt tillverkarens anvisningar.

MÄRK

Kontrollera alltid att den flytande kofferdamen är korrekt placerad.

En patient kan behandlas flera gånger med BRILLIANT Lumina. Mellan behandlingarna bör ett uppehåll på 14 dagar göras.

10. FÖRVARING

Utgångsdatum: se sekundärförpackningen

Förvaringstemperatur: 15–25 °C / 59–77 °F

Förvaras torrt

11. DESTRUKTION

Kan kasseras tillsammans med hushållsavfall enligt officiella förordningar i samarbete med godkända återvinningsföretag och ansvariga myndigheter. Endast helt tömda förpackningar får kasseras.

12. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Alla allvarliga incidenter som inträffar vid kontakt med den här produkten ska omedelbart rapporteras till tillverkaren.



Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

EU Responsible Person

Cobea GmbH
Rathausstraße 15/1/7
AT-1010 Wien

UK Responsible Person

Coltène/Whaledent Ltd.
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, RH15 9NF/UK

COLTENE International Dental Group

Customer Center

service@coltene.com

Made in Switzerland

 **COLTENE**