

DIGITEST[®] 3

Digital Pulp Vitality Tester

Product reviewed by



Sikta in dig på källan till din patients smärta

- ▶ Testa varje tand separat
- ▶ Hanteras med en intuitiv knapp
- ▶ Flertalet inställningar för att passa dina personliga preferenser
- ▶ Självkalibrerande för att komma igång snabbt och enkelt
- ▶ Ergonomisk design
- ▶ Fyra olika autoklaverbara sonder (inkluderade) för att enkelt kunna nå alla tandtyper
- ▶ Standard 9V batteri, lätt att byta på kliniken



Höj dina diagnostiska färdigheter till nästa nivå

När perkussionstest, is, värme och röntgen inte är till tillräckligt, kan elektronisk stimulering vara det diagnostiska redskapet som behövs för att fastställa anledningen till din patients obehag. Det är där Digitest[®]3 kommer in.

Hur den fungerar

Digitest[®]3 stimulerar tanden elektroniskt för att testa vitaliteten.

Genom att jämföra responsen på stimulansen av den skadade tanden med responsen från en frisk tand som utsätts för samma stimuli, kan du identifiera orsaken till patientens smärta.

Med möjligheten att kunna erbjuda ytterligare diagnostik genom elektronisk stimulering med Digitest[®]3, kan tandläkare diagnostisera och behandla problematiska tänder, som annars kanske måste avvakta behandling tills problematiken blivit tydligare.



Kontrollknapp för justering av stimulansen

Digital display



Inkluderar 4 autoklaverbara sondspetsar



Anslutningskabel och jordledare

ART #	PRODUKTBESKRIVNING
D655	Digitest[®] 3 vitalitetstestare Innehåller 4 autoklaverbara sondspetsar (en kort, en lång, en precision labial, en precision lingual), 1 jordledare, 1 anslutningskabel, 1 batteri
D636	Sondspetsar Precision innehåller 1 labial och 1 lingual
D625	Sondspetsar Standard , 1 kort och 1 lång
D631GC	Komplett anslutningsbar jordenhet , Anslutningskabel, 2 jordledare, 1 ledare