



Datum: 06.03.10

**PRODUKTBESKRIVNING:**

Ett flow material baserat på nanoteknologi. Under många år har tandläkare världen över använt flow material till exempelvis underfyllnad. Flowmaterialen innehåller färre fillerpartiklar, vilket gör dem mera flytande än traditionella komposit. Flytegenskaperna gör att materialet lättare och mer effektivt kan "fylla ut i alla hörn i större kaviteter"

**ANVÄNDNINGSMRÅDE:**

- Särskilt hög estetik – hållbar puts, jämn yta och bra färganpassning optimerar de estetiska behoven
- Bättre höglanspolering jämfört med flowmaterial utan nanofiller
- Den förbättrade in vitro slitstyrkan är likvärdig med många hybridkomposit
- Hög röntgenkontrast

**HANTERING OCH BRUK:**

- Lätt att hantera – flyter under press men bibehåller formen och stannar på plats innan ljushärdning. Flytegenskaperna och styrkan gör materialet idealiskt för klass III och klass V fyllningar, fissurförseglingar samt underfyllningar (färg Opak A3)
- Utmärkta egenskaper – hög tryck och draghållfasthetsstyrka samt optimal slitstyrka
- Snabb och lätt teknik – endast 20 sekunders ljushärdning

**BESTÄLLNINGSMÅTT:**

Artikelnr	Beskrivning	Innehåll
3913	Introduktionsförpackning	5 st sprutor à 2g (färg A2, A3, A3.5, W og OA3). 60 st intraorala spetsar
3913 + färg	Refill	2 st sprutor à 2g färg: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, W, XW og OA3 20 st intraorala spetsar
3700T	Refill	Refill 20 st intraorala spetsar