

# Höstkampanj 2024

Rabatter och paketpriser NSK & mycket mer...



VarioSurg 4

**Tokuyama  
komposit**

**Produkter på köpet!**



**Purekeys  
tangentbord**

**Paketpris & rabatter!**



**Möt oss på Swedental i Göteborg!  
Monter B05:12**



**TS DENTAL**

# Oöverträffad kraft

NSK Z990L turbinvinkelstycke  
– upp till 44 W jämfört med tidigare 26 W!



## Z-serien turbinvinkelstycken

NSK:s nya turbinvinkelstycken har signifikant ökad styrka jämfört med tidigare modeller. Den nya luftflödestekniken ger Z990L en maxeffekt på upp till hela 44 W och Z890L 41 W!. Ett kraftfullt vinkelstycke ger många fördelar och sparar mycket tid.

Nya Z-serien är utrustad med en speciell chuck för bättre greppstyrka, Clean Head System som förhindrar återsug av aerosoler, Quick-stop och keramiska kullager. Materialet är titan vilket ger ett väldigt hållbart instrument. Ytan är behandlad med Duragrip för ett säkrare grepp.

Fyrportspray, dubbla jetmunstycken, Clean Head System, kompakt glasstav och keramiska kullager är standard i NSK:s turbinvinkelstycken. Den patenterade backventilen inbyggd i NSK-kopplingen förhindrar återsug av orala substanser.



Clean Head System

Z990L Standardhuvud NSK-koppling

44 W

7 370 kr  
12.262 kr



Z990KL Standardhuvud KaVo-koppling

7 370 kr  
12.262 kr



Z890L Mindre huvud NSK-koppling

41 W

7 370 kr  
12.262 kr



Z890KL Mindre huvud KaVo-koppling

7 370 kr  
12.262 kr

### Maximal säkerhet


Quick-Stop funktionen gör att rotorn stannar på extremt kort tid vilket förhindrar återsug av kontaminerade vätskor in i instrumenthuvudet.

### Optimal komfort

Det 100° vinklade huvudet ger enklare åtkomst till molarområde. Duragripbeläggningen ger ett säkert och bekvämt grepp som minskar trötthet i handen under behandlingen.

### Bättre prestanda på kortare tid

Z990L har en maxeffekt på 44 W och fungerar effektivt även på hårda material som zirconia. Ökad prestanda ger dessutom en kortare behandlingstid.



Clean Head System

Z Micro NSK-koppling / KaVo-koppling **10 824 kr 11.680 kr**

## Ti-Max Z-Micro

Hög prestanda i ett litet turbinvinkelstycke!

Huvudet på NSK Z Micro är endast 9 mm i diameter och 10.8 mm i höjd. Ändå kan det leverera hög torque, 20 W.

En 100-gradig vinkel genom vinkelstyckskroppen ger en utomordentlig åtkomst även till molarerna. Clean Head System förhindrar retraktion av orala substanser. Z-Micro har effektiv kylning med 4-portspray.

## NSK Premiumserie

### Z-serien lågvarv

Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin när du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duracoat.

#### Clean Head System



- Z95L**
- Fyrportspray
  - Uppväxlad 1:5
  - För FG borrar
  - Max 200 000 v/m

**9 800 kr**  
~~15.600 kr~~



- Z84L**
- Minihuvud
  - Fyrportspray
  - Uppväxlad 1:5
  - För FG borrar
  - Max 200 000 v/m

**9 800 kr**  
~~15.600 kr~~



- Z25L**
- Direktväxlad
  - För VST borrar
  - Max 40 000 v/m

**6 470 kr**  
~~9.990 kr~~



- Z24L**
- Minihuvud
  - Direktväxlad
  - För VST borrar
  - Max 40 000 v/m

**6 470 kr**  
~~9.940 kr~~



- Z45L**
- Uppväxlad 1:4.2
  - För FG borrar
  - Max 168 000 v/m

**11 600 kr**  
~~13.990 kr~~



### Certifierad serviceverkstad

TS Dental är auktoriserad NSK-verkstad, våra tekniker får fortlöpande utbildning kring reparation och underhåll av produkterna för att upprätthålla sin certifiering. Endast originaldelar används.

Beställ din servicepåse på [tsdental.se](http://tsdental.se)



### Minskad aerosolspridning med the Switch


Som en extra försiktighetsåtgärd erbjuder NSK **Z95L** och **Z45L** - två "röda" uppväxlade vinkelstycken med en funktion som stänger av luften. Borren kyls då med jetstråle istället för spraymist, vilket innebär att dropparna inte finfördelas och inte får lika omfattande spridning. **Clean Head System** och det **inbyggda micro-filtret** stoppar återsug av aerosoler och andra partiklar vilket hjälper till att förhindra kontaminering av unitens vattenledningar.



Genom att vrida om en skruv på bakstycket ändras läget från vanlig kylning genom spraymist till en vattenstråle med optimal anpassning för att kyla borren.



Turbinvinkelstycke



Lågvarv spraymist



Z95L Switch jetstråle

### SDC-G5-ProLign

Ett system för interproximal reduktion vid arbete med ortodonti och aligners. Steriliserbara och kalibrerade filar.



#### I erbjudandet ingår:

- 1000 OrthoKit G5 ProLign
- NSK X55 reciprocande vinkelstycke.

**8 900 kr**




## NSK Standardserie

### S-Max M-serien turbinvinkelstycken


NSK:s standardserie har mycket hållbara interna komponenter och chucksystem för enkelt och säkert borrarbyte samt en slimmad design för att möta önskemål om att mer obehindrat nå molarerna. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg. Höljet i S-Max-serien är tillverkad i rostfritt stål, den blästrade ytbehandlingen ger ett säkert grepp.

#### Clean Head System



**M900L** Standardhuvud NSK-koppling

**6 100kr**  
**8.620 kr**



**M800L** Mindre huvud NSK-koppling

**6 100kr**  
**8.620 kr**



**M900KL** Standardhuvud KaVo-koppling    **M900WL** Standardhuvud W&H-koppling

**6 100 kr**  
**8.620 kr**



**M800KL** Mindre huvud KaVo-koppling    **M800WL** Mindre huvud W&H-koppling

**6 100kr**  
**8.620 kr**



NSK Clean Head System förhindrar återsug av kontaminerande aerosoler och andra smutspartiklar.

#### Kopplingar

NSKs turbinvinkelstycken finns i version som passar för alla kända kopplingar.

Clean Head system, Tryckknappschuck, Fyrportspray och keramiska kullager är standard i NSK:s S-Max serie. Den patenterade backventilen (inbyggd i NSK-kopplingen) förhindrar återsug av orala substanser.

### S-Max M lågvarv

S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet.

Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert.

M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.

#### Clean Head System

Clean-head-system och kompakt glasstav är standard i S-Max M-serien lågvarv. M95L har dessutom keramiska kullager och fyrportspray.



- M95L**
- Fyrportspray
  - Uppväxlad 1:5
  - För FG borrar
  - Max 200 000 v/m

**7 900 kr**  
**10 820 kr**



- M25L**
- Direktväxlad
  - För VST borrar
  - Max 40 000 v/m

**5 620 kr**  
**7.700 kr**



- M65**
- Direktväxlad
  - För HST borrar
  - Max 40 000 v/m
  - Finns enbart utan ljus

**4 592 kr**  
**5.800 kr**



- FX57**
- Profylaxvinkelstycke
  - Nedväxlad 4:1
  - För skruvkoppar
  - Finns enbart utan ljus

**2 630 kr**  
**3.620 kr**

## NSK Hygienistutrustning

### Varios Combi Pro 3 i 1

#### Scaling, Prophy och Perio i samma maskin

En användarvänlig och tillförlitlig maskin som kombinerar skonsam scalarteknik med pulverblästring av tandytan. Med periopaketet som tillval kan även djupa fickor rengöras.

Med Varios Combi Pro är tandhygienistens maskinpark så gott som komplett

#### Piezo scalerhandstycke

Skonsam scaling – mindre obehag för patienten.

#### Prophy

handstycke för pulverblästring  
Avlägsnar effektivt smuts och missfärgningar.

#### Perioenhet

Periopaketet (tillval) möjliggör rengöring av djupa fickor genom pulverblästring.



#### Varios Combi Pro Standardset

- Scalerhandstycke • 3 scalerspetsar • Prophyhandstycke • 15 portionsförp. pulver
- Pulverbehållare • Vätskebehållare • Fotkontroll • Sterilisationskassett

**54 900 kr** ~~71.000 kr~~

#### Varios värdepaket

- Varios Combi Pro Standardset
- + En Perioenhet med handstycke
  - + Ett extra scalerhandstycke
  - + En iCart Prophy – stabil vagn med justerbar höjd

**79 900 kr** ~~106.620 kr~~



### Prophy-Mate Neo pulverpolerare

Blästrar skonsamt bort beläggningar och fläckar. Mycket lätt, minskar belastningen på händer och handleder. Klarar lång behandlingstid utan stopp. Ansluts på turbinkoppling.



#### Prophy-Mate Standardset

- Prophy-Mate handstycke
- 2 munstycken
- Borste och ståltråd för rengöring
- Nyckel för skifte av munstycke

#### Prophy-Mate Neo

- + 1 extra handstycke
- + 1 förp Flash Pearl pulver 4 x 300g

**11 400 kr** ~~16.580 kr~~

### Perio-Mate För behandling av tandfickor

För skonsam rengöring av tandfickor och behandling av periimplantit. Rengör utan att skada mjukvävnad och rotytor. Ansluts på turbinkoppling.



#### Perio-Mate Standardset

- Perio-Mate handstycke
- 1 flaska Perio-Mate pulver
- Extra spetsar
- Borste och ståltråd för rengöring
- Nyckel för skifte av munstycke

#### Perio-Mate

- + 1 extra handstycke
- + 1 förp Perio-Mate pulver 2 x 160g

**13 100 kr** ~~18.950 kr~~

## Scalerspetsar Kompatibla med Varios och EMS scalerhandstycken



**G1 / G1-E 725 kr**



**G2 / G2-E 725 kr**



**G3 / G3-E 725 kr**



**G6 / G6-E 725 kr**



**P21R / P21R-E 980 kr**

Högerböjd



**P21L / P21L-E 980 kr**

Vänsterböjd



**P25R / P25R-E 980 kr**

Högerböjd



**P25RL / P25L-E 980 kr**

Vänsterböjd



**P20 / P20-E 980 kr**

**Köp 6 spetsar, betala för 5!**

Se [tsdental.se](http://tsdental.se) för hela spetsassortimentet.

## Surgic Pro2

### Kraftfull och pålitlig med flera nya features

- Lättare och mindre motordel
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen
- Ny teknik med färgLED ger naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, implantatstabilitetsmätare och iPads
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas.
- Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg4.



**Värdepaket!**

#### Surgic Pro2

- + Ett andra kirurgiskt handstycke X-DSG20L
- + Kirurgiskt handstycke (optiskt) X-SG65L

**56 900 kr 83.000-kr**

#### Surgic Pro2 Standardset med vinkelstycke

- Kontrollenhet med vridmomentkalibrering • SGL70M mikromotor med LED-ljus • Fotkontroll
- X-SG20L vinkelstycke med optik (nedväxlat 20:1) • Kylslang (5 st.) & andra tillbehör

## VarioSurg4 Piezomaskin med mycket kraft

- Smart och intuitiv kontrollpanel • Burst Mode med tre olika frekvensnivåer
- Kraftfull handenhet med supertunn design • Justerbar ljusintensitet
- Ett brett och mångsidigt sortiment av spetsar från NSK:s precisionstillverkning
- Tyst och smidig vattenpump • Trådlös fotkontroll
- Länk mellan SurgicPro2 och VarioSurg4.



**Nyhet!**

#### VarioSurg4

**58 900 kr 72.500-kr**

#### VarioSurg4 Standardset

- Kontrollenhet • Piezohandstycke med LED-ljus • Fotkontroll • Spetskit med 6 st spetsar • Sterilisationskassett

## iCart Duo

### Kirurgivagn



**Värdepaket!**

#### Surgic Pro2

komplett maskin inkl. optiskt vinkelstycke X-SG20L (20:1)

+ Optiskt vinkelstycke X-SG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke (optiskt) X-SG65L (1:1)

#### + VarioSurg 4 non-Foot

Komplett maskin utan fotpedal inkl. Basic H-S-sats ochsteriliseringskassett.

+ Trådlös fotpedal

+ iCart Duo inkl. Link-kabel

**125 000 kr 184.800-kr**

# Kirurgivinkelstycken

**X-serien** för implantat Hand- och vinkelstycken i titan



**X-DSG20L** med ljus,  
nedväxlad 20:1.  
Isärtagbart för rengöring.

**11 900 kr**



**X-SG20L** med ljus,  
nedväxlad 20:1.

**10 290 kr**



**X-SG25L** med ljus,  
direktväxlad 1:1.

**7 900 kr**



**X-SG93L** med ljus,  
uppväxlad 1:3.  
Finns i version utan ljus.

**10 500 kr**



**X-SG65L** med ljus,  
direktväxlad 1:1.  
Finns i version utan ljus.

**8 900 kr**



**X55** med ljus,  
nedväxlad 4:1.  
Finns i version utan ljus.

**4 990 kr**

## S-Max-serien för implantat

I rostfritt stål, utan ljus



**S-Max SG20**  
nedväxlad 20:1.  
Tryckknapp.

**7 900 kr**

## Z-serien för implantat

Med 45° vinkel



**Z-SG45L** med ljus,  
uppväxlad 1:3. I titan.  
Finns i version utan ljus.

**11 200 kr**

## Kirurgihandstycken

Minimal vibration för  
optimal precision



**SCS-ES**  
Rakt direktväxlat 1:1.  
Finns i uppväxlad version 1:2.

**4 600 kr**



**SGA-ES** Vinklat  
handstycke 45 grader 1:1.  
Finns i uppväxlad version 1:2.

**5 990 kr**

NSK dubbeltätning eller  
NSK Clean Head System  
förhindrar återsug av  
kontaminerande  
aerosoler och andra  
smutspartiklar.

## iCare+

Smörjer och desinficerar utan värme

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning,  
desinficering av dina hand- och vinkelstycken.

iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument  
utan att använda sig av värme.

Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara vätskorna  
n.clean och n.cid som maskinen sprayar utanpå och  
inuti instrumenten uppnås en optimal rengöring och  
desinficering.

iCare+ har automatisk processkontroll och spårbarhet.



**64 990 kr**  
~~74.900 kr~~



## Nykundserbudande!

Nu har nya kunder chansen att ta del av ett kraftfullt kampanjpaket.

**Få 1 gratis!**

### Kampanj 1

Köp 1 produkt inom komposit, cement eller bonding få en till gratis\*.

**Få 5 gratis!**

### Kampanj 2

Nöjd? För din andra order köp 10 produkter komposit eller bonding och få ytterligare fem gratis\*.

\* Extraprodukter samma som inköpt produkt men möjligt att välja olika färger.



Omnichroma



Omnichroma Bulkfill Flow



Estelite Sigma Quick



Estelite Universal Flow



Estelite Asteria



Tokuyama Universal Bond



Estecem II

## Erbjudande till befintliga kunder!

Köp 5 askar komposit få en Shield Force Plus gratis.\*

\*Ett erbjudande per kund.

**Få 1 gratis!**



Lindring  
i upp till  
5 år!



### Shield Force Plus

#### Långvarig behandling mot ilningar

Shield Force Plus appliceras och ljushärdas på känsligt dentin. Shield Force Plus förseglar tandens dentinkanaler och ger ett långvarigt skydd mot ilningar och hypersensivitet. Shield Force Plus har visats ge lindring i tre år och med rätt skötsel upp till fem år. Använd förseglingen på bara tandhalsar eller under direkta eller indirekta restaurationer.

#### SNABB OCH ENKEL BEHANDLING

- 1 Pensla på Shield Force Plus. Vänta 10+ sek.
- 2 Luftblästra 5 sek svagt, sedan 5+ sek medel/starkt.
- 3 Ljushärda (10+ sek).





## Omnichroma 7 miljarder leenden – en enda kompositfärg

Omnichroma är ett revolutionerande kompositsystem som drastiskt förenklar arbetssättet vid restaurationer både anteriort och posteriort. Omnichroma innehåller endast en färg som täcker in vita-skalans hela omfång! Kompositet tar upp tandens färgnyans och gör färgmatchning överflödig.

**ESTETIK** Lättskulpterat, poleras enkelt till höggloss, optimal färgmatchning.

**EKONOMI** En enda färg! Inga utgångna specialfärger, minimerat lager och enkelt beställningsförfarande.

**FYSISKA EGENSKAPER** Låg krympning, hög nötningsresistens, låg abrasion.



## Omnichroma Blocker

Används för att blockera missfärgningar eller där omgivande tandsubstans saknas för färgmatchning i kombination med kompositet Omnichroma.

## Omnichroma Blocker Flow


Blockerar missfärgningar eller där omgivande tandsubstans saknas för färgmatchning i kombination med Omnichroma Flow.

Omnichroma fungerar  
med hela vita-skalan



## Estelite $\Sigma$ Quick

Snabbhärdande, högestetisk komposit med kameleonteffekt



Estelite  $\Sigma$  Quick är en resinbaserad nano-komposit med överlägsna estetiska och fysiska egenskaper. Partiklarnas sfäriska form ger en exceptionellt hög glans och suverän kameleonteffekt. Materialet har en konsistens som är lätt att forma och fastnar inte på instrumenten.

Den patenterade RAP-teknologin ger en förkortad härdningstid – endast 10 sek. Dessutom uppnås en förlängd arbetstid – hela 90 sekunders arbetstid under vanlig arbetsbelysning.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Anteriora och posteriora lagningar.
- Kompositfasader.
- Förslutning av diastema.
- Reparation av komposit- och porslinslagningar.

Suverän  
kameleonteffekt!  
Lättpolerat!  
Tåligt mot  
slitage!

### FÄRGNYANSER

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4,  
C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2,  
BW (Bleach White), WE (White Enamel)  
och CE (Clear Enamel/Incisal).

## Estelite Universal Flow

Flytande, estetiskt komposit – nu ännu bättre



Super Low Flow

Medium Flow

High Flow

Röntgenkontrasterande, ljushärdande flow-komposit i tre viskositeter – Super Low Flow, Medium Flow och High Flow.

Nu med imponerande kameleonteffekt, bättre dispensering utan "efterdropp" och starkt förhöjd färgmatchningseffekt. Kombinerar utmärkta estetiska och fysiska egenskaper. Behöver ej kombineras med vanligt komposit, utan kan användas som avslutande lager. Lätt att polera till högglans.

Endast 10 sekunders härdningstid men ändå en arbetstid på 90 sekunder.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Direkta anteriora och posteriora lagningar (speciellt vid små/grunda/tunnelformade kaviteter).
- Som första lager i direkta restaurationer.
- Vid utfyllnad av underskär vid indirekta restaurationer.
- Reparation av porslins- och kompositlagningar.

### FÄRGNYANSER

**Super Low Flow:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5.

**Medium Flow:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, BW, CE, OPA2, OPA3, OPA4.

**High Flow:**

A1, A2, A3, A3.5, OPA2, OPA3, OPA4.

## Estelite Asteria

### För dig som vill ha ett perfekt resultat

Estelite Asteria är idag förstahandsval för många av Sveriges främsta tandläkare inom estetisk kompositteknik. Med Asteria jobbar du med ett förenklat skiktningssystem där en bodyfärg och en emaljfärg används.

#### FÄRGNANSER

**Body:** A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, B3B, BL.

**Emalj:** NE, OcE, WE, YE, TE.



Förenkla  
dina bonding-  
procedurer!



## Tokuyama Universal Bond

### Ett bondingsystem för alla material

Vi väljer att kalla den True Universal då den är den första bondingen som binder **alla** material till **alla** andra dentala material, utan användande av primers eller activators. Därmed kan du förenkla dina bondingprocedurer då du får ett bondingsystem som täcker alla indikationer. Ger utmärkt adhesion oavsett estetik (total etch, selective etch, self-etch). Tokuyama Universal Bond fungerar ihop med alla typer av cement.

## Estecem II

### För dig som ogillar missfärgade cementskarvar

Estecem II är ett universalt adhesivt, självetsande och dualhärdande rescement med enkel hantering och utmärkta estetiska egenskaper. Cementet i kombination med Tokuyama Universal Bond ger utmärkt adhesion till tandyta och samtliga protetiska material. Inga indikationer kräver separat primer.

#### ESTECM II FINNS I FÄRGERNA:

Universal, Brun, Clear och Vit Opak.



## CMT Scan Posts

Nu kan du äntligen använda din Trios scanner till precisa avtryck av stift och pelare!



**CMT Scan Posts** är med över 10 års beprövad prestanda tillsammans med 3shape Trios® en pålitlig lösning för digital skanning av stift och pelare.

Lösningen sparar tid då labbtekniker kan designa den färdiga konstruktionen i ett enda digitalt arbetsflöde.

- Radiopakt material
- Autoklaverbara
- För konisk och parallell vidgningsborr.

# Hygieniska tangentbord

Alla våra tangentbord kan rengöras och desinficeras på 10 sekunder mellan varje patient.

**Paket-  
pris!**

Purekeys USB tangentbord  
+ USB-mus  
**2 690 kr**  
**3.330 kr**



## Purekeys

Ett användarvänligt mekaniskt och vattensäkert tangentbord med slät silikonyta som lätt torkas av med valfritt desinfektionsmedel. För enkel rengöring finns en knapp som tillfälligt stänger av tangentbordet.

**10% på  
övrigt Purekeys  
sortiment!**



## Purekeys 400

Mekaniskt tangentbord med helt slät silikonyta som lätt torkas av. Med upphöjd bakkant som ger fast lutning på tangentbordet.

Finns i både trådbunden och trådlös version.

## Purekeys hygienisk mus

Desinficerbar mus täckt med en slät silikonyta som är enkel att rengöra.

Finns i både trådbunden och trådlös version.

## Purekeys 400 svart

Med helt slät svart silikonyta som lätt torkas av och upphöjd bakkant.

Finns i både trådbunden och trådlös version.



## Active Key

Active Key är tangentbordet för dig som inte kommer överens med den släta ytan på andra hygieniska tangentbord. Knapparna är låga och gjorda i mjukt silikon så det går bra att torka av och desinficera – man kommer åt även mellan knapparna.

Finns i både trådbunden och trådlös version.



## Active Key

med integrerad kortläsare (usb-ansluten)

Den integrerade kortläsaren är den idealiska lösningen för säker inloggning. Silikonmembranet skyddar de mekaniska tangenterna.

**Se [tsdental.se](http://tsdental.se) för våra övriga tangentbord och möss.**

Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. De gäller t.o.m. 22 november -24. Alla priser är exkl. moms.