



Artikelnummer 290485



Classic

Undersökningshandskar, ABENA Classic Sensitive, XL, svart, nitril, puderfria

- ✓ Elastisk
- ✓ Extra mjuk
- ✓ Formar sig efter handen
- ✓ Tunn, för god fingerkänslighet
- ✓ Svart



CAT III

Produktbeskrivning

Elastisk undersökningshandske som formar sig efter handen vid användning och ger god fingerkänslighet. Kan användas för en mängd olika uppgifter som rengöring, vård, livsmedelshandtering, laborationer, läkemedelshandtering, cytostatika och hormonkrämer. Innehåller inga latexproteiner och är därför säker att använda vid latexallergi.



MEDIUM GRIP



EN374-5:2016



374-1:2016/ type C



EN EN AQL
420 455 1.5

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Undersökningshandskar
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Classic Sensitive
Storlek	XL
Färg	Svart
Egenskaper	Latexfri, texturerade finger, medium grip, rullkant, sensitiv
Egenskaper	Puderfria
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Nitril
Tekniska ingredienser	Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Chlorine
Längd/djup	240 mm
Bredd	115 mm
Vikt, netto	3.6 g
Tjocklek	0,05 +/- 0,02 mm
Märkningar	CE, Livsmedelsgodkänd, CAT III, MD
CE-kategori	CAT III
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	EN 455, EN 420, EN 374-1:2016 Type C K, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745, 425/2016/EU, 1935/2004 / EU, BEK 681 25.05.2020, 2023/2006/EC
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rent och i rumstemperatur.
Instruktioner för produktkassering	Bör sorteras som plastavfall. Vid risk för kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.

Bruksanvisning

Kontrollera att handskarna inte är skadade eller defekta före användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	1000 st	26 cm	25.2 cm	25 cm	5703538355516
fp	100 st	24.2 cm	12.2 cm	5 cm	5703538355523
par	2 st	0 cm	0 cm	0 cm	
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Tredjeparts tygodkännande krävs för alla kategori III-klassade produkter inom personlig skyddsutrustning (PPE). KAT III-produkter åtföljs av ett notifierat organisationsnummer för tredjepartsverifiering av produktens säkerhet.



Produkten innehåller inte latex.



Handskan har texturerad fingrar.



Handskan har ett medelstarkt grepp.



Handskan är 240 mm lång.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar beträffande skydd mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Den här delen av standarden beskriver handskens motståndskraft mot bakterier, svamp och virus.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar beträffande skydd mot kemikalier och mikroorganismer. Typ C har testats under en genomträngningstid på minst 10 minuter med kemikalien Natriumhydroxid.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar i förhållande till allmänna krav och testmetoder.



EN 455 består av fyra standarder som handskar ska testas mot för att uppfylla kraven för medicinska skyddshandskar. Standarden specificerar kraven för medicinska engångshandskar.

