

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



SEX NYA FÄRGER
SAMMA IMPONERANDE
STYRKA

NYA FÄRGER

- Nu kan du uttrycka din personliga stil på kliniken – med en livfull, tidlös färg

HÖGGRADIG FLYGPLÄNSALUMINIUM

- Utformningen i ett enda stycke är exceptionellt hållbar och medger enastående värmeavledning

ENKLARE GRÄNSSNITT

- Härdnings- och diagnostiska program visas, används och aktiveras med över- och underknapp eller med accelerometer-funktion

ÖKAD LINSSTORLEK

- 12,5 mm lins räcker för att täcka vilken tand som helst samtidigt som åtkomst och patientkomfort bevaras

ACCELEROMETER-FUNKTION

- Med denna funktion kan du snabbt och lätt växla mellan härdnings- och diagnostiska program

MULTI-KONFIGURATION

- Kan användas antingen med sladd eller sladdlös

12 LED CHIPSET

- Ger högintensivt bredbandsljus för utmärkt härdningsdjup och en likformig och kollimerad ljusstråle

5 ÅRS GARANTI

- Inkluderar 5 års garanti från tillverkaren

HÄRDNINGSPROGRAM: Standard Power Mode, Xtra Power Mode | **LJUSDIAGNOSTISKA PROGRAM:** White Light Diagnostic Aid Mode, Black Light Diagnostic Aid Mode

VÄXLA MELLAN PROGRAMMEN



HÄRDNINGSPROGRAM:

Rör VALO X-lampan framåt som med ett trumslag för att starta och växla mellan härdningsprogrammen.



LJUSDIAGNOSTISKA PROGRAM:

Rör VALO X-lampan åt sidan som med ett trumslag för att starta och växla mellan de ljusdiagnostiska programmen.

LINS-TILLBEHÖR

TVÅ HÄRDNINGSLINSER



ProxiCure™ Ball Lens

PointCure™ Lens

5889

5890

TRE DIAGNOSTISKA LINSER



TransLume™ Lens

Diffuser Lens

Interproximal Lens

5891

5892

5893

VALO X Colors Kit –

- 1 x VALO X LED härdljuslampa
- 1 x Diffuser Lens
- 2 x uppladdningsbara batterier
- 1 x batteriladdare
- 1 x ljusskydd som blockerar blått ljus
- 1 x propaket med hygienskydd
- 1 x nätadapter (för batteriladdare eller sladd-adapter*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK



5973 - VALO X Kit –

- 1 x VALO X LED härdljuslampa
- 5 x extra linser
- 2 x uppladdningsbara batterier
- 1 x batteriladdare
- 1 x nätadapter (för batteriladdare eller sladd-adapter)
- 1 x sladd-adapter
- 1 x fäste för handstycket
- 1 x ljusskydd som blockerar blått ljus
- 1 x propaket med hygienskydd

Tillbehör

- 4951** VALO X Batteriladdare
- 4952** VALO X Nätadapter
- 5189** VALO X Assembled Cord sladd

- 5437** VALO X Uppladdningsbara batterier 2 st
- 4665** VALO X Hygienskydd 100 st
- 5898** VALO X Hygienskydd 600 st

*Nätadapter ingår inte.



© 2025 Ultradent Products, Inc. Ensamrätt, alla rättigheter förbehålls.

UPP 411-SV 11-2025

ULTRADENT.EU